

the difference is clear

Universal For Adults & Children | Universal Für Erwachsene & Kinder
Universel pour adultes et enfants | Universale per adulti e bambini

Peak Flow Meter

Vitalograph®
Your respiratory partner

GB Instructions for Use

Setting Action Zones

Zone markers may be set with a stylus by the healthcare professional to give personal boundaries for implementing the asthma action plan.

To Use Peak Flow Meter

1. Slide pointer to the bottom of the scale.
2. Hold device horizontally in front of your mouth.
3. Inhale as deeply as possible.
4. Seal your lips firmly around the mouthpiece.
5. Blow out as HARD and as FAST as possible for a second or longer.
6. Take care that tongue or teeth do not obstruct the airflow. A 'splitting' action or coughing will give false readings.
7. Take note of the reading.
8. Repeat steps 1 to 7 three times and record the highest reading.
9. Take action according to your personal asthma management plan.

Cleaning

Clean the outer surfaces after use. We recommend using an ordinary alcohol wipe (IPA 70%). Pay special attention to the mouthpiece area.


Indications For Use

Device measures peak expiratory flow (PEF) for use on adults and paediatrics, 5 years and older, in primary care, clinics, hospitals and at home, under the supervision of a healthcare professional.

Use In Clinic

When used for multiple subjects Vitalograph® intends that a mouthpiece adaptor (available as an accessory) and disposable Bacteria/Viral Filter (BVF™) be used. The Peak Flow Meter should be externally cleaned between each patient.
Cat. No 29805: myPEF Mouthpiece Adaptors (96)
Cat. No 28501: EcoBVF – Bacterial/Vital Filter (100)

Disposal

The peak flow meter and its accessories constitute minimally soiled waste from human healthcare and should be disposed of in line with local requirements. Peak Flow Meter  ABS

Contraindications, Warnings, Precautions and Adverse Reactions

Note: Please read all this information before using this Peak Flow Meter.

- When used for multiple subjects Vitalograph intends that a new BVF be used for every subject to prevent cross contamination. Using a new BVF provides a significant level of protection of the subject, the device and the user against cross contamination. A BVF is for single use only.
- This device is intended to help you assess how well your asthma is under control, by measuring your peak flow which can then be monitored over time.
- Never attempt to dismantle the unit. This can cause faulty Peak Expiratory Flow scores.
- If used at home symptoms must take precedence over device measurements.
- If you think that the device is not reading correctly, advise your healthcare professional immediately.
- If the device is used for longer than it's specified life, the accuracy of the device may deteriorate.
- Store in a clean dry place.
- Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to Vitalograph or its Authorized Representative and the Regulatory Authorities of the Country.


DE Gebrauchsanweisung

GB

Warranty
Your device is guaranteed for one year*. Replace if it is faulty, otherwise replace the unit every three years. *Excepting accidental/transit damage or inappropriate use of the device.



CE Notice

Marking by the  symbol indicates compliance of this device to the Medical Devices Directive of the European Community. Such marking is indicative that the device meets or exceeds the referenced technical standards.

FDA Notice

Caution: Federal Law restricts this device to sale by, or on the order of a physician.

Declaration of Conformity

Product: Vitalograph Model 4300
Vitalograph hereby ensures and declares that the above product associated with this user manual, is designed and manufactured in accordance with the following QMS regulations and standards:
European Medical Devices Directive 93/42/EEC, as amended. This device is classified as 1m per Annex V per Annex VII section 5 of the MDD Canadian Medical Device Regulation (CMDR SOR/98-282)
FDA Quality System Regulation (QSR) 21 CFR 820;
EN ISO 13485: Medical devices. Quality management systems. Requirements for regulatory purposes
Certifying Body (For 93/42/EEC and CMDR): British Standards Institute, Certificate Nos. CE 00772, CE 85553, MD 82182.

Technical Specifications

Product: Peak Flow Meter

Model Number: 4300

Material: ABS plastic
Accuracy: ± 10L/min or ± 10% of the reading (EN ISO 23747:2015)

Repeatability: ± 10L/min or ± 5% of the reading (EN ISO 23747:2015)

Frequency: Profile A/B difference less than 15 L/min or 12% (EN ISO 23747:2015)

Highest resistance to flow: 0.00377 kPa/L/min @ 720 L/min

Measurement Range: 50-800 L/min BTPS

Operating Temperature Range: ATS/ERS: Limits: 17-37°C.
Design Limits: 10-40°C

Peak Flow Meter performance standards:
EN ISO 23747:2015; ATS/ERS:2005; AS/NZS4237:1994

Designed & Manufactured Under: EN ISO 13485, FDA 21CFR820, CMDR & JPAL

Size: 138.0mm x 56mm x 23mm

Weight: 78.4g (Net)

Package Contents: Peak Flow Meter, Instructions for Use



Signed on behalf of Vitalograph (Ireland) Ltd.

Frank Keane, CEO

DE Gebrauchsanweisung

Einstellen des Ampelschemas

Die farbigen Zonenmarker können durch medizinisches Fachpersonal mit einem Stift individuell eingestellt werden, um Grenzbereiche für die Umsetzung des Asthma-Aktionsplanes zu definieren.

Bedienung des Peak Flow Meters

1. Schieben Sie den Zeiger an das untere Ende der Messskala.
2. Halten Sie das Gerät waagrecht vor Ihren Mund.
3. Atmen Sie so tief wie möglich ein.
4. Atmschließen Sie das Mundstück fest mit den Lippen.
5. Atmen Sie für eine Sekunde oder länger so FEST und so SCHNELL wie möglich aus.
6. Achten Sie dabei darauf, dass der Luftstrom nicht durch Zunge oder Zähne blockiert wird, „Spucken“ oder Husten führt zu falschen Messergebnissen.
7. Notieren Sie sich den Messwert.
8. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 dreimal und notieren Sie den höchsten Wert.
9. Ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen gemäß Ihren persönlichen Asthmaplanhandlungsschritten.

Reinigung

Reinigen Sie die Außenflächen nach jedem Gebrauch. Wir empfehlen die Verwendung eines herkömmlichen in Alkohol getränkten Tuchs (70% IPA). Achten Sie beim Reinigen besonders auf den Mundstückbereich.

Anwendungshinweise


Das Gerät misst den expiratorischen Spitzenfluss (Peak Expiratory Flow, PEF) bei Erwachsenen und Kindern ab 5 Jahren in der Primärvorsorge, Kliniken, Krankenhäusern und zu Hause unter Aufsicht von medizinischem Fachpersonal.

Klinikeinsatz

Bei der Verwendung für mehrere Personen sieht Vitalograph® vor, zusätzlich einen Mundstückadaptor (als Zubehör erhältlich) und einen Einweg-Bakterien-/Virenfiter (BVF™) zu verwenden. Der Peak Flow Meter muss vor jedem neuen Patienten von außen gereinigt werden.

Kat.-Nr. 29805: myPEF Mundstückadaptor (96)
Kat.-Nr. 28501: EcoBVF – Bakterien-/Virenfiter (100)

Entsorgung

Das Peak Flow Meter und dessen Zubehör stellen gering verschmutzte Abfälle aus dem Gesundheitswesen dar und müssen in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Peak Flow Meter  ABS

Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und unerwünschte Reaktionen

Hinweis: Bitte lesen Sie alle nachfolgenden Informationen, bevor Sie das Peak Flow Meter verwenden.

- Bei der Verwendung für mehrere Personen sieht Vitalograph für jeden Patienten die Verwendung eines neuen BVF vor, um eine Kreuzkontamination zu verhindern. Die Verwendung eines neuen BVF bietet signifikanten Schutz vor Kreuzkontamination für den Patienten, das Gerät und den Benutzer. Ein BVF ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt.
- Mithilfe dieses Geräts können Sie beurteilen, wie gut Ihr Asthma unter Kontrolle ist. Es misst Ihren Spitzenfluss, der daraufhin langfristig beobachtet werden kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Dies kann zu fehlerhaften Messungen des expiratorischen Spitzenflusses führen.
- Bei der Verwendung zu Hause müssen Symptome Vorrang vor Gerätemessungen haben.
- Wenn Sie der Meinung sind, dass das Gerät nicht richtig liest, informieren Sie sofort Ihren Arzt.
- Die Verwendung des Geräts über einen längeren als für das Gerät angegebenen Zeitraum kann seine Messgenauigkeit


beeinträchtigen.

- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen Ort.
- Schwerwiegende Vorfälle, die sich im Zusammenhang mit dem Gerät ereignen, müssen Vitalograph oder seinem autorisierten Vertreter und den Aufsichtsbehörden des jeweiligen Landes gemeldet werden.

Garantie

Für Ihr Gerät wird eine einjährige Garantie gewährt*. Ersetzen Sie das Gerät, wenn es defekt ist; andernfalls das Gerät nach jeweils 3 Jahren ersetzen. *Nicht abgedeckt sind Unfall-/Transportschäden und die unangemessene Verwendung des Geräts.

CE-Kennzeichnung

Die Kennzeichnung mit dem  Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät mit der Richtlinie der Europäischen Union für medizinische Geräte übereinstimmt. Das bedeutet, dass Ihr Gerät die genannten technischen Anforderungen erfüllt oder übertrifft.

FDA-Hinweis

Achtung: Der Verkauf dieses Geräts durch Ärzte oder auf Veranlassung von Ärzten ist nach US-Bundesgesetzen eingeschränkt.

Konformitätserklärung

Produkt: Vitalograph Model 4300
Vitalograph versichert hiermit, dass das oben genannte und in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Produkt gemäß den folgenden QMS-Vorschriften und -Normen entwickelt und hergestellt wurde:

Europäische Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG, in der gültigen Fassung. Dieses Gerät ist gemäß Anhang V in Verbindung mit Anhang VII, Abschnitt 5 der Kanadischen Vorschriften für Medizinprodukte (MDD Canadian Medical Device Regulation (CMDR SOR/98-282) als Medizinprodukt der Klasse 1m klassifiziert.
FDA-Qualitätssystemvorschrift (QSR) 21 CFR 820;
EN ISO 13485: Medizinprodukte. Qualitätsmanagementsysteme. Anforderungen für regulatorische Zwecke.

Zertifizierungsstelle (für 93/42/EEC und CMDR): British Standards Institute, Zertifikat-Nr. CE 00772, CE 85553, MD 82182.

Technische Daten

Produkt: Peak Flow Meter

Modellnummer: 4300

Material: ABS-Kunststoff

Genauigkeit: ± 10 L/min oder ± 10 % des Messwertes (EN ISO 23747:2015)

Reproduzierbarkeit: ± 10 L/min oder ± 5 % des Messwertes (EN ISO 23747:2015)

Frequenz: Profil A/B; Unterschied weniger als 15 L/min bzw. 12 % (EN ISO 23747:2015)

Maximaler Flusswiderstand: 0,00377 kPa/L/min bei 720 L/min

Messbereich: 50-800 l/min BTPS
Betriebstemperaturbereich: ATS/ERS: Grenzwerte: 17-37 °C. Produktgröße: 10-40 °C

Leistungsnormen für Peak Flow Meter:
EN ISO 23747:2015; ATS/ERS:2005; AS/NZS4237:1994

Entwurf und Fertigung gemäß: EN ISO 13485, FDA 21CFR820, CMDR und JPAL

Größe: 138 mm x 56 mm x 23 mm

Gewicht: 78,4 g (netto)

Packungsinhalt: Peak Flow Meter, Gebrauchsanweisung



Gezeichnet im Namen von Vitalograph (Ireland) Ltd.

Frank Keane, CEO

IT Istruzioni per l'uso

Definizione delle zone di azione

Il dispositivo è zona possono essere fissati con una penna dall'operatore sanitario per fornire i propri confini con l'implementazione del piano di azione per l'asma.

Utilizzo del misuratore del picco di flusso

1. Far scorrere il puntatore verso la base della scala.
2. Tenere il dispositivo orizzontalmente di fronte alla bocca.
3. Inspirare il più profondamente possibile.
4. Chiudere saldamente le labbra attorno al bocchaglio.
5. Soffiare in modo quanto più ENERGETICO e VELOCE possibile per un secondo o più a lungo.
6. Fare attenzione che la lingua o i denti non ostruiscano il flusso d'aria. L'azione di "spuntare" o di tossire darà false letture.
7. Prendere nota della lettura.
8. Ripetere i punti da 1 a 7 per tre volte e registrare la lettura più alta.
9. Agire in base al proprio piano personale di gestione dell'asma.

Pulizia

Pulire le superfici esterne dopo l'uso. Si consiglia l'uso di una normale tampona imbevuto di alcool (IPA 70%). Prestare particolare attenzione alla zona del bocchaglio.


Indicazioni per l'uso

Il dispositivo misura il flusso espiratorio di picco (PEF) per l'uso su pazienti adulti e pediatrici, dai 5 anni in su, nell'ambito assistenziale primario, clinico, ospedaliero e domiciliare, sotto la supervisione di un operatore sanitario.

Uso in clinica

Se usato per più soggetti, Vitalograph® prevede l'uso di un adattatore per il bocchaglio (disponibile come accessorio) e un filtro antibatterico/antivirale monouso (BVF™). Il misuratore del picco di flusso deve essere pulito esternamente tra un paziente e l'altro. N. cat. 29805: Adattatori per bocchaglio myPEF (96)
N. cat. 28501: EcoBVF - Filtro antibatterico/antivirale (100)

Smaltimento

Il misuratore del picco di flusso e i suoi accessori costituiscono rifiuti sanitari umani minimamente sporchi e devono essere smaltiti in conformità con i requisiti locali. Misuratore del picco di flusso  ABS

Controindicazioni, avvertenze, precauzioni e reazioni avverse


Nota: leggere tutte queste informazioni prima di utilizzare questo misuratore del picco di flusso.

- Se utilizzato per più soggetti, Vitalograph prevede l'uso di un nuovo BVF per ogni soggetto per evitare la contaminazione crociata. L'uso di un nuovo BVF fornisce un livello significativo di protezione del soggetto, del dispositivo e dell'utilizzatore contro la contaminazione crociata. Un BVF è esclusivamente monouso.
- Questo dispositivo è stato progettato per assistere nella valutazione del livello di controllo dell'asma, misurando il picco del flusso che può essere monitorato nel tempo.
- Non tentare mai di smontare l'unità. Ciò può causare punteggi del flusso espiratorio di picco difettosi.
- Se utilizzato a casa, i sintomi devono avere la precedenza sulle misurazioni del dispositivo.
- Se si ritiene che il dispositivo non sia in grado di leggere correttamente, informare immediatamente il medico curante.
- Se il dispositivo viene utilizzato per un periodo di tempo superiore a quello specificato, la precisione del dispositivo potrebbe diminuire.
- Conservare in un luogo pulito e asciutto.
- Eventuali incidenti gravi che si sono verificati in relazione al dispositivo devono essere comunicati a Vitalograph o al suo rappresentante autorizzato e alle autorità normative del paese.

Garanzia

Il dispositivo è garantito per un anno*. Sostituire l'unità ogni due anni in caso di guasto. *A eccezione dei danni accidentali/durante il trasporto o dell'uso improprio del dispositivo.

Avviso CE

La marcatura con il simbolo  indica la conformità del presente dispositivo alla Direttiva sui dispositivi medici della Comunità Europea. Tale contegno indica che il dispositivo soddisfa o supera gli standard tecnici di riferimento.

Avviso FDA

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica.

Dichiarazione di conformità

Prodotto: Vitalograph modello 4300
Vitalograph garantisce e dichiara che il prodotto di cui sopra associato al presente manuale per l'utente è stato progettato e prodotto in conformità con le seguenti normative e standard QMS:
Direttiva europea sui dispositivi medici 93/42/CEE e successive modifiche. Il presente dispositivo è classificato come 1m come da allegato V secondo l'allegato VII sezione 5 del Regolamento canadese sui dispositivi medici MDD (CMDR SOR/98-282)
Normativa del sistema di qualità FDA (QSR) 21 CFR 820; EN ISO 13485: Dispositivi medici. Sistemi di gestione della qualità. Requisiti per i fini normativi

Organismo di certificazione (per 93/42/CEE e CMDR): British Standards Institute, certificati n. CE 00772, CE 85553, MD 82182.

Specifiche tecniche

Prodotto: Misuratore del picco di flusso

Numero di modello: 4300

Materiale: Plastica ABS

Precisione: ± 10 L/min o ± 10% della lettura (EN ISO 23747:2015)

Ripetibilità: ± 10 L/min o ± 5% della lettura (EN ISO 23747:2015)

Frequenza: Profilo A/B differenza inferiore a 15 L/min o 12% (EN ISO 23747:2015)

Massima resistenza al flusso: 0,00377 kPa/L/min a 720 L/min

Intervallo di misurazione: 50-800 L/min BTPS

Intervallo di temperatura di esercizio: ATS/ERS: Limiti: 17-37 °C

Limiti di progettazione: 10-40 °C

Standard prestazionali del misuratore del picco di flusso: EN ISO 23747:2015; ATS/ERS:2005; AS/NZS4237:1994

Progettato e prodotto in base a: EN ISO 13485, FDA 21CFR820, CMDR e JPAL

Dimensioni: 138,0 mm x 56 mm x 23 mm

Peso: 78,4 g (netto)

Contenuto della confezione: Misuratore del picco di flusso, Istruzioni per l'uso



Firmato per conto di Vitalograph (Ireland) Ltd.

Frank Keane, CEO



2797

Model 4300

REF:43903



Z197

EN ISO 23747 5 1099169 1439036



Vitalograph, Gort Road Business Park, Ennis, Co. Clare, V93 HT4, Ireland

