



# Vitalograph Pneumotrac-USB

Das PC-Spirometer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin.

Ihr Fachhandelspartner

**Vitalograph®**  
Ihr Spirometrie-Partner



# Vitalograph Pneumotrac-USB

## Das PC-Spirometer für die Allgemein- und Arbeitsmedizin.

Das handliche Vitalograph Pneumotrac-USB wird komplett mit attraktiver Hard- und Software geliefert und direkt an Ihren Laptop oder PC angeschlossen. Die nachhaltige Messtechnologie vom Typ „Fleisch-Pneumotachograph“ zeichnet sich neben absoluter Genauigkeit durch Langlebigkeit und geringe Folgekosten aus. Sie sparen teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen und -Spiretten. Die Hygiene ist dank Bakterien-Viren-Filter optimal sichergestellt.

Die clevere Diagnose-Software Vitalograph Spirotrac® V mit tollen Animationen ist einfach zu bedienen und eignet sich optimal für die Erhebung, Speicherung und Analyse von Langzeitdaten Ihrer Patienten.

Über die integrierte GDT-Schnittstelle ist eine Einbindung in alle gängigen Praxissoftwareprogramme möglich.



### Leistungsmerkmale des Vitalograph Pneumotrac-USB

- Attraktiv designtes Spirometer in handlicher Abmessung
- Nachhaltige und hygienische Messtechnologie ohne teure Einweg-Messköpfe, -Turbinen und -Spiretten.
- Offizieller Spirometrie-Partner des TÜV-Rheinland
- Clevere Diagnose-Software mit tollen Animationen, Echtzeitkurven, Interpretation und Therapieverlauf
- In Praxissoftware einbindbar via GDT-Schnittstelle
- Alle Parameter für EBM, DMP und Arbeitsmedizin
- Neue GLI Spirometrie-Sollwerte



### Geeignet für alle gängigen Praxissoftware-Systeme, z.B.:

- ✓ Albis
- ✓ COMPUMED M1
- ✓ ERGONOMED / PROFIMED
- ✓ x.comfort/x.concept/x.isynet
- ✓ ISIS MED
- ✓ MEDISTAR
- ✓ TURBOMED
- ✓ SAMAs
- ✓ Medisoft

### Bestellinformationen

**77703 Vitalograph Pneumotrac-USB**  
 36020 Kalibrationspumpe 3-Liter für Praxis-QM (optional)  
 28350 BVF™ Bakterien-Viren-Filter mit Mundstück (50)  
 20303 Einmal-Nasenklappen (200)

**Vitalograph GmbH** Tel.: +49 40 547391-0  
 Rellinger Straße 64a Fax: +49 40 547391-40  
 20257 Hamburg E-Mail: info@vitalograph.de  
 Germany www.vitalograph.de